

## Silicone Internal Nasal Splint With Integral Airway

**KNGMED**  
İhteklerin adresi



2460  
QTY: 1 Pair



### ⚠ Uyarılar ve Önlemler / Warning & Cautions:

- Ürünler tek kullanımlık ve sterildir. / The products are disposable and sterile.
- Ambalaj hasarlıysa kullanmayınız. / Do not use if the packaging damaged.
- Ürün Yeniden kullanılırsa enfeksiyonlara veya çapraz kontaminasyona yol açar. / If it is reused it lead infections or cross contamination.
- Sadece silikon hammaddesinden üretilen bu ürün röntgen ile görüntülenemez. / This product, which is made only of silicone raw material, cannot be displayed with x-ray.
- Görüntüleme için MRI önerilir. / MRI is recommended for imaging.
- Üretim ve son kullanma tarihi ambalajın üzerindedir. / The production and expiry date is on the packaging.
- Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. / Dispose of in accordance with local regulations.
- Kullanımdan hemen önce steril poşeti açınız. / Open the sterile pouch right before the use.
- Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi paketin üzerindedir. / Production Date and Expiry Date are on the package.
- Beklenmeyen bir etki durumunda doktorunuza danışınız. / In case of an unexpected effect, consult to your doctor.
- Ürünle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız firmamızla iletişime geçiniz. / If encountered a problem with the product, contact our company.

🏭 Üretim Tarihi  
Date of Manufacture:

🕒 Son Kullanma Tarihi  
Use by Date:

REF

LOT

🇹🇷 Made in Turkey

UDI Code:

KNGMED MEDİKAL ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ  
VE KİMYASAL MADDELER İTH. VE İHR. TİC. LTD. ŞTİ.  
29 Ekim Mh. 10007 Sk. No:26/B Menemen / İzmir / Turkey  
Tel: +90(232) 833 42 62 | Fax: +90(232) 833 42 63  
info@kngmed.com | kng.info@yahoo.com | www.kngmed.com

LB 7.8.4/ REV07/ 13.04.2024